



NACIONĀLAIS PSIHISKĀS VESELĪBAS CENTRS

Nacionālais psihiskās veselības centrs, Valsts SIA,
Narkoloģiskās palīdzības dienesta, Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija
Elastīgas sfēras metožu saraksts IM-ELAST

Izmeklējumu joma	Izmeklējamais materiāls	Analīts/Parametru grupa	Tehnoloģija	Iekārta, metode, aktuālais datums
Ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana	asinis, urīns, siekalas	Etilspirts	Gāzes hromatogrāfija	Gāzes hromatogrāfs ar liesmas ionizācijas detektoru Buck Scientific 910, Agilent 8890 Metode LAB-KRG-20 PR-04 R.03., 12.07.2025.
	urīns	Opiāti	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-Twin System, V-Twin EMITIPLUSOPIATE (9B309), 10871307_09 2024-06
	urīns	Kanabinoīdi	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-Twin System, V-Twin EMITIPLUSCANNABINOID (9N029), 10871686_07 2024-06
	urīns	Metadons	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-Twin System, V-Twin EMITIPLUSMETHADONE (9E029), 10871401_09 2024-07
	urīns	Barbiturāti	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-Twin System, V-Twin V-Twin EMITIPLUSBARBITURATE (9D029), 10871369_11 2024-07
	urīns	Kokaīna metabolīti	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-Twin System, V-Twin EMITIPLUSCOCAINE METABOL.(9H029), 10871524_09 2024-07
	urīns	Amfetamīna atvasinājumi	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-Twin System, V-Twin EMITIPLUSAMPHETAMINE (9C309), 10871338_09 2024-03
	urīns	3,4- metilēndioksimetamfetamīns (MDMA, ecstasy)	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-Twin System, V-Twin EMITIPLUSECSTASY (9X029), 10871779_08 2024-07
	urīns	Benzodiazepīna atvasinājumi	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-Twin System, V-Twin EMIT II PLUSBENZODIAZEPINE (9F029), 10871432_12 2024- 09

	urīns	Propoksifēns	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-TwinSystem, V-Twin EMIT II PLUSPROPOXYPHENE (9G029), 10871468_08 2024-07
Ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana	urīns	Fenciklidīns(PCP)	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-TwinSystem, V-Twin EMIT II PLUSPHENCYCLIDINE (9J029), 10871535_09 2024-05
	urīns	Metakvalons	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-TwinSystem, V-Twin EMITIPLUSMETHAQUALONE (9Q029), 10871719_07 2024-04 Analizātors V-TwinSystem, V-Twin EMITILSD(9L039), 10871618_08 2024-04
	urīns	LSD (lizergīnskābes dietilamīds)	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-TwinSystem, V-Twin EMITIPLUS6-AM(9R039), 10871746_07 2024-04
	urīns	6-Acetilmorfīns	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-TwinSystem, V-Twin EMITIPLUSBUPRENORPHINE (9S029), 10872256_03 2024-04
	urīns	Buprenorfīns	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-TwinSystem, V-Twin ARKTRAMADOL(540-0001-00), 1600-0681-00Rev01Nov2018
	urīns	Tramadols	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-TwinSystem, V-Twin CEDIABUPRENORPHINE(100190), 10007988-14 2019 10
	urīns	Buprenorfīns	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-TwinSystem, V-Twin CEDIABENZODIAZEPINE(100085), 10006458 2020-06
	urīns	Benzodiazepīna atvasinājumi (hidrolizētie)	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-TwinSystem, V-Twin CEDIAHEROINemetabolite(6-AM) (100107), 10025100-2 2019-06
	urīns	Heroīna metabolīti (6-AM)	Enzimātiskā imūnmetode	Analizātors V-TwinSystem, V-Twin EMIT II PLUS Oxycodone (9T039), 11275186, 2024-09
	urīns	Oksikodons	Enzimātiskā imūnmetode	

Laboratorijas vadītāja

T.Hodasēviča

05.03.2026.

2/2